

TLC Accessories

TLC Developing Tanks & Chambers

Tank L x H x W (cm)	Cat. No.
75 x 15.5 x 8.0	Z204226 1EA
12.1 x 10.8 x 8.3	Z146226 1EA
17.5 x 6.2 x 6.8	Z204196 1EA
17.5 x 11.0 x 6.2	Z204188 1EA
17.5 x 16.0 x 6.2	Z204161 1EA
17.5 x 16.0 x 8.2	Z204153 1EA
27.0 x 26.5 x 7.0	Z126195 1EA



Spectroline UV Viewing Cabinets

กล่องอ่านผลจากเฟลต TLC เป็นตู้ส่องยูวีที่โยกย้ายเคลื่อนที่ได้ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถใช้หลอดยูวี กำลังไฟ 4 วัตต์ และ 6 วัตต์ ช่องส่องกว้าง อ่านดูผลง่าย มีม่านปิดบังแสงรบกวน ชั้นฐานสามารถถอดออกได้เพื่อเพิ่มความเข้มแสง เครื่องนี้ได้รับมาตรฐาน OSHA หรือ สำนักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย



UV Lamps & Accessories



Microcapillary Pipettes

หลอดหยดสารตัวอย่างบนเฟลต TLC แบบใช้แล้วทิ้ง ได้รับการสอบเทียบทุกชิ้นก่อนบรรจุ หลอดยาว 5 นิ้ว ผลิตจากแก้วโซดาไลม์ สะอาด ปลอดสารเจือปน 100%

